

One Touch Delicia Plus Nakłuwacz



cena: 23,70 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	LIFESCAN
Wysyłka	24 godzin

Opis produktu

One Touch Delicia Plus nakłuwacz.

Spraw, by każdy test był praktycznie bezbolesny. System sterowania Advanced Glide® precyzyjnie naprowadza ostrze szybkim ruchem, nakłuwając płynnie i pewnie 13 ustawień głębokości dla lepszej kontroli. Kompatybilny z ostrzami OneTouch® Delica® oraz z ostrzami OneTouch Delica® Plus®.

Do każdego pobrania próbki krwi używaj nowego ostrza. W ten sposób zapobiegiesz zakażeniu i zmniejszysz ból.

Jak używać nakłuwacza One Touch?

Krok 1. Zdejmij czarną zatyczkę (obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij) i wsuń ostrze aż do jego zatrzaśnięcia na miejscu.

Krok 2. Odkręć plastikową osłonę ostrza za pomocą jednego pełnego obrotu. Załóż czarną zatyczkę; dokręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w celu zamocowania.

Krok 3. Ustaw głębokość nakłucia: 1–7 (1 najpłytsze nakłucie; 7 najgłębsze nakłucie).

Krok 4. Naciśnij przycisk napinający aż do kliknięcia. Przytrzymaj nakłuwacz w stabilnej pozycji, dotykając nim boku palca. Naciśnij okrągły przycisk zwolnienia blokady.

Krok 5. Aby wysunąć ostrze, zdejmij czarną zatyczkę (patrz Krok 1). Umieść plastikową osłonę ostrza na twardej powierzchni stroną z wgłębieniem skierowaną do góry. Mocno wciśnij końcówkę ostrza w osłonę. Jeśli to konieczne, odciągnij przycisk napinający aż do kliknięcia. Spowoduje to przygotowanie nakłuwacza, które umożliwi skuteczne wysunięcie ostrza. Przesuwaj przycisk wysuwania ostrza

do przodu aż do wysunięcia ostrza z nakłuwacza. Cofnij przycisk wysuwania ostrza.

- SKU: TOW014099
- Kod EAN: 4580505780318
- Grupa produktów: Glukometry
- Stawka podatku: VAT 8%

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

