

NuSkin ageLOC LumiSpa Beauty Device Skincare Kit dla skóry skłonnej do wyprysków

cena: 1 599,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	NuSkin
Wysyłka	6-7 dni
Zastosowanie	Urządzenie kosmetyczne

Opis produktu

Dlaczego warto sięgnąć po LumiSpa Face Cleansing Kit?

- Oczyszcza skórę Twarzy z makijażu, zanieczyszczeń i codziennych zabrudzeń
- Zostawia bardziej miękką i gładszą skórę
- Redukuje niedoskonałości oraz wydzielanie sebum
- Zmniejsza widoczność porów
- Skóra staje się bardziej promienna i widocznie młodsza
- Posiada 2-letnią gwarancję producenta
- Rezultaty potwierdzone klinicznie

! Dodatkowo dzięki duetowi ageLOC LumiSpa Accent Head & IdealEyes zyskasz:

- Bardziej energiczny i rzeźki wygląd
- Zmniejszenie widoczności cieni pod oczami
- Zwiększenie jędrności skóry
- Zmniejszenie widocznych oznak zmęczenia i stresu na skórze

- Widocznie podniesione i ujędrnione powieki
- Zmniejszenie widoczności podpuchniętych oczu i worków pod oczami

Używaj go przez dwie minuty do oczyszczania i jedną minutę do pielęgnacji okolic oczu, dwa razy dziennie. Stwórz domowy rytuał pielęgnacyjny na miarę spa. To sposób, by cieszyć się widocznymi, potwierdzonymi klinicznie rezultatami, które na pewno pokochasz.

Ten środek oczyszczający jest skomponowany ze specjalnie dobranych składników, które pomagają zmniejszyć widoczność niedoskonałości oraz oczyścić skórę i pory, zachować komfort skóry i utrzymać cerę podatną na wypryski pod kontrolą. Zawiera również nasze słynne składniki ageLOC – technologię przeciwstarzeniową, która zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry u źródła.

Sposób użycia:

KROK 1

Zwilż twarz ciepłą wodą i nałóż na skórę preparat Activating Cleanser dostosowany do Twojego typu cery. Zwilż silikonową głowicę i włącz urządzenie.

KROK 2

Przesuwaj po twarzy spokojnymi, szerokimi ruchami. Nie szoruj i nie przyciskaj zbyt mocno. W przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenie wstrzyma pracę.

Urządzenie wstrzymuje pracę co 30 sekund. To wskazówka, aby przenieść je na inną część twarzy. Po dwóch minutach urządzenie się wyłączy. Optucz twarz wodą, a następnie delikatnie wytrzyj ją do sucha i nałóż kolejne produkty do pielęgnacji skóry. Dla uzyskania optymalnych rezultatów korzystaj z systemu ageLOC LumiSpa przez 2 minuty dwa razy dziennie.

KROK 3

Delikatnie nakładaj ageLOC LumiSpa IdealEyes na czystą skórę pod brwiami, w kąciakach oczu podatnych na kurze łapki oraz pod oczami. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami i powiekami.

KROK 4

Dopasuj tył głowicy Accent do końcówki i dociśnij do urządzenia, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Aby uzyskać optymalne rezultaty pielęgnacji okolic oczu, dwa razy dziennie przez 30 sekund wmasowuj w okolicę każdego oka preparat ageLOC LumiSpa Accent. Po jednej minucie wyłącz urządzenie LumiSpa.

PAMIĘTAJ, ABY:

Po użyciu wyczyścić i wysuszyć urządzenie.

Wymieniać silikonową głowicę co 3 miesiące, aby uzyskać optymalną jakość i higienę.

Składniki:

ageLOC LumiSpa Activating Face Cleanser - Blemish Prone skin

Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl Betaine, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Salicylic Acid, Carnosine, Oryza Sativa Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Hydroxyacetophenone, Sodium Chloride, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Glycolic Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Chlorphenesin, Sodium Metabisulfite.

ageLOC LumiSpa IdealEyes – Brightening Eye Cream

Aqua, Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Tribehenin PEG-20 Esters, Dimethicone, Squalane, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Octyldodecanol, C12-15 Alkyl Benzoate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Geranylgeranylpropanol, Pentylene Glycol, PEG-8, Sodium Lactate, Hexylene Glycol, Cyclohexasiloxane, Tribehenin, Ribes Nigrum Seed Oil, Hydrogenated Lecithin, Kappaphycus Alvarezii Extract, Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables, Caprylyl Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Caffeine, Bisabolol, Ceramide NG, Chlorella Vulgaris Extract, Adenosine, Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Darutoside, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Caesalpinia

Spinosa Fruit Extract, Xanthan Gum, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Carbomer, Sodium Methyl Stearoyl Taurate, PEG-10 Phytosterol, Polysorbate 20, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Albizia Julibrissin Bark Extract, Sodium Hydroxide, Lactic Acid, Hydroxyacetophenone, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Co znajdziesz w pudełku:

1 urządzenie ageLOC LumiSpa
1 ageLOC LumiSpa Silicone Head – Normal
1 Głowica z silikonową końcówką do urządzenia ageLOC
1 ageLOC IdealEyes Cream
1 ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Blemish Prone Skin
1 Podstawa ładująca do ageLOC LumiSpa
Kabel do ageLOC LumiSpa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent:

NuSkin USA
Corporate Office
75 West Center
Provo, UT 84601

Galeria

