

NuSkin System ageLOC Boost

cena: 1 519,90 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	NuSkin
Wysyłka	6-7 dni

Opis produktu

Pozwól swojej cerze nabrać blasku. System łączy technologię mikroprądów o zmiennych impulsach zastosowaną w naszym urządzeniu ageLOC Boost ze skutecznymi składnikami Activating Serum, aby wydobyć blask i piękny wygląd skóry. Dzięki temu skóra staje się wyraźnie rozjaśniona, bardziej wypełniona i elastyczna, a także nabiera młodzieńczego blasku i równomiernego kolorytu. A to wszystko w zaledwie dwie minuty dziennie!

Dlaczego powinnaś wybrać ten produkt?

- Wykorzystuje zgłoszoną do opatentowania technologię mikroprądów o zmiennych impulsach, które optymalizują i aktywizują skórę, aby zapewnić młodzieńczy wygląd cery.
- Podkreśla naturalne piękno skóry, sprawiając, że staje się bardziej rozjaśniona, wypełniona i elastyczna.
- Pomaga usuwać oznaki przedwczesnego starzenia się skóry, aby zachować młodo wyglądającą skórę na dłużej.
- Zapewnia delikatne złuszczenie i wspiera odnowę komórkową skóry, pomagając uzyskać widocznie gładszą, bardziej promienną i młodzieńczo wyglądającą cerę.
- Rozjaśnia skórę, zapewniając witalność i promienny wygląd
- 2-letnia gwarancja producenta

W skład zestawu oprócz urządzenia ageLOC Boost wchodzi również Serum Aktywujące 40ml. Jego aktywne składniki to m.in wyciąg z owocu *Microcitrus australasica*, który stymuluje złuszczenie i odnowę komórkową skóry, wyciąg z jabłka, wyciąg z owoców soczewicy, wyciąg z arbuza i dwie formy kwasu hialuronowego, które nawilżają i zmiękczejają skórę, wyciąg z pankracjum nadmorskiego (CEA), witamina C i niacynamid, które nadają rozjaśnienia oraz mieszanka aneLOC zwalczająca widoczne oznaki starzenia.

Sposób użycia:

Wykonywać zabieg raz dziennie.

Przygotowanie: Stosować po użyciu dowolnego środka oczyszczającego i toniku Nu Skin.

KROK 1

Włącz urządzenie, przeciągając palcem w górę przez całą długość powierzchni dotykowej.

KROK 2

Nanieś trzy porcje ageLOC Boost Activating Serum na powierzchnię przewodzącą urządzenia. Rozprowadź na połowie twarzy.

KROK 3

Rozpocznij aplikację, przeciągając palcem w górę przez całą długość powierzchni dotykowej. Przesuwaj urządzenie powierzchnią przewodzącą po twarzy ruchami z dołu do góry i od środka na zewnątrz.

KROK 4

Powtórz KROK 2 i 3 na drugiej części twarzy.

KROK 5

Urządzenie wyłączy się automatycznie. Wmasuj nadmiar Activating Serum w skórę, a następnie wykonaj swoją codzienną serię zabiegów pielęgnacyjnych.

Składniki:

Aqua, Glycerin, Butylene glycol, Dimethicone, Polyglyceryl-6 Distearate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium PCA, Sodium Lactate, Mannitol, Sodium Acetylated Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Niacinamide, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Jojoba Esters, Lens Esculenta Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Phospholipids, Ethylhexylglycerin, Microcitrus Australasica Fruit Extract, Pancreatium Maritimum Extract, Ergothioneine, Propanediol, Polyglyceryl-6 Polyricinoleate, Polyglyceryl-3 Beeswax, Sodium Acrylates Copolymer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxypropyl Methylcellulose Stearoyl Ether, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Aminomethyl Propanol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

W skład zestawu wchodzi:

1x urządzenie ageLOC Boost oraz:

Ośłona ochronna na głowicę ageLOC Boost

Ładowarka magnetyczna ageLOC Boost

Skrócona instrukcja obsługi ageLOC Boost

1x ageLOC Boost Activating Serum 40ml

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent:

NuSkin USA
Corporate Office
75 West Center
Provo, UT 84601

Galeria

