

## Termometr bezdotykowy VISIOFOCUS® 06400 z etui



cena: 299,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	Biat sp. z o.o.
Wysyłka	1-3 dni, 24 godziny
Zastosowanie	pomiar temperatury

### Opis produktu

**Visiofocus®** jest jedynym na świecie termometrem który wyświetla temperaturę na czole badanej osoby **w czasie rzeczywistym**, przedmiotu lub cieczy. System ten opracowany przez firmę **Tecnimed jest chroniony wieloma patentami**.

Innowacyjną cechą produktu jest możliwość dokonania pomiaru nie tylko na środku czoła, ale przede wszystkim na **powiece (oku)**.

Termometr pracuje w systemie LED, który jest całkowicie bezpieczny.

Posiada sensor odległości, który w intuicyjny sposób pokazuje prawidłową odległość do pomiaru – wystarczy umieścić cyfry pomiędzy dwoma łukami.

Termometru nie trzeba włączać – jest zawsze gotowy do pracy.

Po dokonanym pomiarze od razu można wykonać kolejny pomiar.

## Gwarancja 24 miesiące od daty zakupu,

Żywotność termometru oceniana jest na 10 lat pracy w warunkach szpitalnych.

## Funkcje

przycisk „BUŻKA”, za pomocą którego dokonujemy pomiarów temperatury ze środka czoła pacjenta, powieki lub żyły szyjnej,  
przycisk „DOMEK”, który pozwala na mierzenie temperatury dowolnych przedmiotów i cieczy  
przycisk pamięci „MEM” za pomocą którego możemy odczytać 9 ostatnich pomiarów.

zakres pomiaru ciała: 34°C – 42,5°C

zakres pomiaru przedmiotów: 1°C – 80°C

możliwość zmiany C/F

W termometrze istnieje możliwość wyboru 3 różnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy).

Po wyborze innego trybu pomiary dokonywane są zawsze na środku czoła lub powiece (oku), a termometr odpowiednio przelicza wynik.

Visiofocus posiada dwa tryby kalibracji – przystosowania termometry do temperatury otoczenia : manualną (MQCS) i automatyczną (AQCS).

## W zestawie:

1 x Termometr Visiofocus 06400

1 x Poręczne etui – EVA CASE

4 x baterie AAA

Instrukcja w języku polskim

Różne kolory wyświetlacza zostały przypisane określonym funkcjom:

błękitny – wyświetlany jest przy pomiarze z użyciem przycisku „BUŻKA” (pomiar temperatury ciała)

zielony – wyświetlany jest przy pomiarze z użyciem przycisku „DOMEK” (pomiar temperatury obiektów, cieczy)

fioletowy – gdy aktywowana jest funkcja pamięci

pomarańczowy – kiedy urządzenie jest w trybie stand-by należy nacisnąć przycisk „MEM’ („PAMIĘĆ”) – zostanie wyświetlona temperatura pokojowa

niebieski – kiedy aktywowana jest procedura ręcznej kalibracji MQCS

Przyciski są specjalnie podgumowane i ułożone w taki sposób, aby pomiar temperatury nie stanowił żadnego problemu.

Kapturek ochronny z przodu zabezpiecza termometr przed kurzem oraz chroni mierniki przed uszkodzeniem.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

BIAT Sp. z o.o. Kościelna 2A  
35-304 Rzeszów

## Galeria

