

Trenażer oddechowy POWERbreathe Medic



cena: 187,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	PowerBreathe
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

MEDYCZNY TRENAŻER ODDECHU POWERbreathe Medic

POWERbreathe Medic to urządzenie do treningu mięśni oddechowych (RMT), które zostało naukowo udowodnione w celu wzmocnienia mięśni oddechowych, zmniejszenia zadyszki, poprawy tolerancji wysiłku i poprawy jakości życia u wielu pacjentów.

CECHY POWERbreathe Medic

- Trening z wykorzystaniem progu ciśnienia
- Mechanicznie regulowane zmienne ustawienia obciążenia (10 - 90 cmH2O)

JAK DZIAŁA TRENAŻER ODDECHOWY POWERbreathe Medic

POWERbreathe został wyposażony przez naukowców w system Pressure Threshold Training – Ciśnieniowy Trening Progowy. System wytwarza specyficzne i zwarte ciśnienie i zapewnia opór obciążając specjalną sprężynę podczas wdechu przez trenażer. Nieinwazyjne leczenie układu oddechowego.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

- urządzenie do treningu pierwszej generacji
- możliwość mechanicznego regulowania obciążenia
- brak skutków ubocznych lub interakcji lekowych

POZIOMY OPORU POWERbreathe Medic

- Poziom 1 = 10 cmH₂O
- Poziom 2 = 20 cmH₂O
- Poziom 3 = 30 cmH₂O
- Poziom 4 = 40 cmH₂O
- Poziom 5 = 50cmH₂O
- Poziom 6 = 60cmH₂O
- Poziom 7 = 70 cmH₂O
- Poziom 8 = 80 cmH₂O
- Poziom 9 = 90cmH₂O

POPRAWNE STOSOWANIE TRENAŻERA

- Umieść klips na nosie
- Wykonaj szybki wdech za pośrednictwem trenażera POWERbreathe. Łącznie powinieneś wykonać 30 oddechów dwa razy dziennie (najlepiej rano i wieczorem, dzięki czemu mięśnie się odpowiednio zregenerują)
- W miarę wzrostu wytrzymałości, zwiększ opór
- Po kilku dniach poczujesz, że mięśnie wdechowe są silniejsze
- Pełna instrukcja urządzenia w dołączonej instrukcji obsługi

CZYSZCZENIE/HIGIENA

- W trakcie stosowania POWERbreathe będzie narażony na działanie śliny. Zalecamy, aby kilka razy w tygodniu POWERbreathe moczyć w ciepłej wodzie przez około 10 minut (instrukcja POWERbreathe zawiera szczegółowe informacje).
- Raz w tygodniu POWERbreathe należy namoczyć w łagodnym roztworze oczyszczającym zamiast w wodzie, stosując tabletki oczyszczające POWERbreathe - za każdym razem potrzebna jest tylko 1 tabletką.

Rekomendacja:

Zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do rehabilitacji pacjentów z chorobą płuc po COVID-19

Gwarancja:

POWERbreathe Seria K - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

Medicast sp. z o.o.
ul. Polska 114
60-401 Poznań