

VITAMMY BODY 1 masażer, lekki i bezpieczny pistolet do samodzielnego masażu

cena: 350,50 PLN

Opis słownikowy

Producent	VITAMMY
Wysyłka	24 godzin



Opis produktu



VITAMMY BODY 1 lekki pistolet do samodzielnego masażu

Masażer ręczny lub pistoletowy, to urządzenie pozwalające na samodzielne wykonanie masażu. VITAMMY BODY 1 **rozluźnia mięśnie** i ich napięcie, przyspiesza regenerację, **zmniejsza przewlekły ból** i poprawia działanie układu krwionośnego. Jest mały, więc nie będzie problemu z jego przechowywaniem. Wybrany jest przez **sportowców**, którzy często borykają się z kontuzjami. Bardzo często używany jest w **gabinetach rehabilitacyjnych** i siłowniach.

Możesz korzystać wszędzie gdzie chcesz

Bateria litowo-jonowa VITAMMY BODY 1 nadaje się **do wielokrotnego ładowania**. Zintegrowana konstrukcja baterii i pistoletu, zapobiega ryzyku poluzowania uchwytu, co zwiększa **bezpieczeństwo** użycia. Ładowanie typu **USB-C** pozwala na podłączenie do gniazdka w ścianie, komputera, power banku. Możesz ładować jednym przewodem wszystkie swoje urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w diodę wskazującą wybrany **tryb pracy** i **stan ładowania** baterii.



Cicha praca i ergonomiczna konstrukcja masażera

Szybki **silnik bezszczotkowy** o wyciszonej pracy VITAMMY BODY 1 gwarantuje komfortowe korzystanie bez nieprzyjemnego dźwięku. **Bardzo mała waga** produktu 288 gram pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia i korzystanie z niego bez zmęczenia ręki. **Tryb inteligentny**, dostosowuje ilość wibracji do użytego nacisku. VITAMMY BODY 1 jest **odporny na pot i wilgoć**.

5 głowic masujących w opakowaniu z VITAMMY BODY 1:



Konsultacje merytoryczne i rekomendacje do stosowania końcówek wydane przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji Mgr Fizjoterapii Kamile Rudecką.

Specjalnie zaprojektowana, amortyzowana głowica KOCIA ŁAPKA

rekomendowana przez rehabilitantów do rozpoczęcia pracy z pistoletem do masażu. Miękka głowica, która daje uczucie delikatnego, ale głębokiego rozluźnienia, idealna do opracowania napiętych mięśni w okolicach karku, potylicy, oraz miejsc z mniejszą ilością tkanki mięśniowej.



Główica **płaska** – służy do opracowania dużych brzuśców mięśni, przygotowania powięzi do dalszego masażu, daje efekt średniego rozluźnienia.



Głowica „pocisk” – opracowanie miejsc bardzo bolesnych, umożliwi precyzyjną pracę w miejscach dyskomfortu, zwiększonego napięcia, ograniczenia ruchomości. Jest doskonała do opracowania punktów spustowych, rozluźnienia rozciągniętego podszewowego.



Głowica „widelki” – idealna do rozpracowywania przegród mięśniowych (biceps, mięśnie łydki, mięśnie tylnej części uda, mięśnie przykręgosłupowe na odcinku piersiowym i lędźwiowym). Pozwala na stopniowe zwiększanie zakresu ruchu. 1 2 3 4 5



Głowica **piłka** – do rozmasowywania mięśni i powięzi po treningu. Można ją stosować na mniejszych grupach mięśniowych (np. przedramion). Sprawdza się w rozluźnianiu mięśni przykręgosłupowych poniżej odcinka szyjnego kręgosłupa. Daje efekt silnego rozluźnienia i zrelaksowania.

Jak używać pistoletu do masażu VITAMMY BODY 1?

Włączając pistolet, najpierw sprawdzamy jego moc, tak aby masaż nie okazał się zbyt mocny. Masując, poruszamy pistoletem powoli i uważnie. Robimy to wzdłuż mięśni. Kolor światła wskazuje wybrany bieg: • Kolor żółty – 1 bieg • Kolor zielony – 2 bieg • Kolor fioletowy – 3 bieg • Kolor biały – program inteligentny • Podczas ładowania dioda płynnie zmienia kolory • Pełne naładowanie wskazuje ciągle zielone światło.



Wskazania VITAMMY BODY 1

- Łagodzenie bólu i skurczy spowodowanych urazami mięśni, zwichnięciami, nadwyżrzeniami.
- Eliminowanie przepływu płynu obrzękowego w opuchniętych obszarach.
- Rozluźnienie pogrubionej tkanki łącznej i powięzi.
- Redukcja kwasu mlekowego i mocniejszej pracy mięśni.
- Zmęczenie mięśni
- Zastosowanie do kontuzji stawów.



Przeciwwskazania VITAMMY BODY 1

• Tętniak, krwawienie, • Choroba serca z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem, • Cięża, • Nowotwór, • Ważne części ciała: głowa, twarz, kręgi szyjne, kręgosłup, wystające części kostne, • Części ciała o mniejszym pokryciu mięśni: takie jak piszczel, tył stopy, tył dłoni, • Nie używaj urządzenia w ciągu 90 dni po zespalaniu wewnętrznym i nie używaj go wokół unieruchomionej części ciała.

- SKU: TOW017326
- Kod EAN: 5901793644301
- Grupa produktów: Masażery
- Kolor: biało czarny
- Zasilanie: Zasilacz, Akumulator
- Waga urządzenia: 288 g
- Wymiary: 15011543mm
- Dodatkowe informacje: praca na naładowanej baterii: 3-5 godzin, czas ładowania: 3 godziny
- Skład zestawu: 1 masażer, 5 głowic, przewód ładujący USB, instrukcja
- Stawka podatku: VAT 23%

Galeria

