

## Aparat na bezdech senny TOPSON ST 25 z nawilżaczem

cena: 3 542,00 PLN



### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	TOPSON
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

## Aparat na bezdech senny CPAP - BiPAP ST 25 z nawilżaczem

### Główne cechy urządzenia TOPSON ST 25

- Automatyczna kompensacja wysokości ciśnienia
- Automatyczna kompensacja wycieków
- Spontaniczne i synchronizowane wspomaganie ciśnieniowe wdechu oraz wydechu
- Karta pamięci SD
- Możliwość oceny przebiegu terapii

Urządzenie Topson BIPAP ST25 dzięki regulacji ciśnienia wdechowego i wydechowego wtłacza powietrze do płuc pod odpowiednim ciśnieniem poprzez ściśle dopasowaną maskę, przez całą noc. Ta metoda wentylacji może być stosowana długoterminowo u osób, które nie mogą samodzielnie oddychać w wyniku przewlekłego stanu zdrowia.

### Topson BIPAP ST25 - funkcje:

Terapia dodatkim ciśnieniem w drogach oddechowych Bi-level (BiPAP), która dzięki konwersji ciśnienia imituje naturalne oddychanie pacjenta.

Urządzenie BiPAP składa się ze sprężarki (nazywanej przez pacjentów respiratorem) oraz przewodu i nawilżacza.

Automatyczna kompensacja wysokości ciśnienia wdechu i wydechu.

Automatyczna kompensacja wycieków powietrza.

Karta pamięci SD 8GB umożliwia automatyczne gromadzenie kluczowych danych.

5-cio stopniowy podgrzewany nawilżacz wdychanego powietrza zapobiega przesuszaniu błon śluzowych.

## Dane techniczne:

- Maksymalne ciśnienie 25 hPa
- Głośność pracy <30 dB
- Wymiary: 140 mm/156 mm/94mm
- Waga: 0,8kg
- Wyświetlacz LCD
- CPAP - tak
- Spontaniczne i synchronizowane wspomaganie ciśnieniowe wdechu oraz wydechu
- Zakres ciśnienia - 4 - 25 hpa
- Nawilżenie - 0 - 5
- EMPFlix - tak
- Automatyczna kompensacja wysokości ciśnienia - tak
- Automatyczna kompensacja wycieków - tak

Nieinwazyjna wentylacja płuc polega na zastosowaniu wspomagania oddychania z użyciem sprzętu medycznego z zastosowaniem masek twarzowych, nosowych. Powietrze przepuszcza się przez maskę pod zwiększonym ciśnieniem. Metoda ta określana jest jako „nieinwazyjna”, ponieważ powietrze dostarczane jest maską ściśle dopasowaną do twarzy, ale bez potrzeby intubacji (intubacja to inaczej umieszczenie plastikowej rurki, zwanej rurką intubacyjną, w tchawicy pacjenta w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych).

Nieinwazyjną wentylację stosuje się w ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej wieloma stanami medycznymi, w tym przede wszystkim przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), ale również u pacjentów z mukowiscydozą.

Główną różnicą między urządzeniami BiPAP i CPAP jest to, że urządzenia BiPAP mają dwa ustawienia ciśnienia: zalecane ciśnienie do wdechu (ipap) i niższe ciśnienie do wydechu (epap). Podwójne ustawienia pozwalają pacjentowi na łatwiejsze oddychanie. Częstym wyposażeniem urządzeń tego typu jest zintegrowany nawilżacz powietrza.

## Informacje dodatkowe:

### Gwarancja:

24 miesiące

### Wymienna poduszka:

Tak

### Port wydechowy:

Tak

Urządzenie przeznaczone dla specjalistów

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

---

