

## Elektrostymulator Compex SP 4.0



cena: 2 499,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	compex
Wysyłka	2-4 dni

### Opis produktu

## Elektrostymulator Compex SP 4.0

Compex SP 4.0 zwiększa siłę i przywraca objętość mięśni, relaksuje i przyspiesza regenerację. Wyposażony we wszystkie podstawowe funkcje elektrostymulacji i MI-technologii oferuje również programy rehabilitacyjne, spełniające najczęściej zgłaszane wymogi sportowców ćwiczących trzy razy MI-Autorange, stale zapewniający coraz lepsze efekty.

## Funkcje elektrostymulatora Compex SP 4.0

Urządzenie wyposażone zostało w unikalną technologię MI (Inteligencja Mięśniowa), która dostosowuje się do każdego rodzaju mięśni, aby zapewnić najbardziej efektywną elektrostymulację, jednocześnie oferując większy komfort i wydajność.

- **MI-SCAN** bada wybraną grupę mięśniową i automatycznie dopasowuje ustawienia stymulatora do pobudliwości danego obszaru ciała, w zależności od fizjologii użytkownika.
- **MI-RANGE** pozwala użytkownikowi na wybranie idealnego poziomu intensywności stymulacji dla programów: regeneracja, masaż, kapilaryzacja lub bóle mięśni.
- **MI-TENS** ogranicza niepożądane skurcze mięśni w miejscach bolesnych. Z każdym wzrostem intensywności zastosowanym przez użytkownika ma miejsce faza testowa i w przypadku wykrycia skurczu mięśniowego, urządzenie automatycznie obniża intensywność stymulacji.

## Programy elektrostymulatora Compex SP 4.0

**10 programów TRENING** (wytrzymałość, odporność, siła, siła eksplozywna, roztrenowanie, wzmocnienie stawu skokowego, cross training, zwiększenie mocy, wzmocnienie mięśni głębokich, hipotrofia, budowa masy mięśniowej, wzmocnienie przedstartowe, rozgrzewka, kapilaryzacja)

**8 programów ŁAGODZENIE BÓLU** (przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, lumbago, łokieć tenisisty, zapalenie ścięgien, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom)

**5 programów FITNESS** (wzmacnienia ramion, wzmacnianie uda, rozbudowa mięśni brzucha, wzmocnienie bicepsów, wzmocnienie barków, rozbudowa mięśni klatki piersiowej, wzmocnienie mięśni brzucha, kształtowanie pośladków, zwiększenie mocy, drenaż limfatyczny)

**5 programów ODNOWA/MASAŻ** (regeneracja po treningu, regeneracja startowa, masaż relaksacyjny, redukcja bólu, masaż przywracający)

**2 programy REHABILITACJA** (atrofia mięśniowa, wzmocnienie mięśni)

## CONDITIONING – TRENING:

- **WARM UP – ROZGRZEWKA** – przygotowanie mięśni przed wysiłkiem
- **POTENTIATION - WZMOCNIENIE PRZEDSTARTOWE** - przygotowanie mięśni bezpośrednio przed zawodami
- **ENDURANCE – WYTRZYMAŁOŚĆ** - poprawia wyniki w sportach wytrzymałościowych (najlepiej robić jako osobny trening na wybrane partie mięśniowe w dni poza treningiem w klubie)
- **RESISTANCE – ODPORNOŚĆ** - zwiększenie zdolności mięśnia w utrzymaniu długotrwałego wysiłku (jako osobna jednostka treningowa)
- **STRENGTH – SIŁA** – zwiększenie siły i szybkości skurczy mięśniowych
- **EXPLOSIVE STRENGTH – SIŁA EKSPLOZYWNA** – zwiększenie eksplozywności
- **MUSCLE BUILDING – BUDOWA MIĘŚNIA** – zwiększenie objętości mięśni
- **CAPILLARISATION – KAPILARYZACJA** – poprawienie przepływu krwi (stosować przed treningiem, przed meczem)
- **CROSS-TRAINING – TRENING MIESZANY** - ćwiczenie różnych trybów pracy mięśni w różnych sekwencjach
- **CORE STABILISATION – STABILIZACJA TUŁOWIA** – wzmocnienie mięśni głębokich dolnego odcinka kręgosłupa oraz brzucha
- **HYPERTROPHY – HIPERTROFIA** – przerost mięśnia, znaczne zwiększenie objętości mięśni

## PAIN MANAGEMENT - ŁAGODZENIE BÓLU

- **PAIN MANAGEMENT TENS – TENS PRZECIWBÓLOWY** - łagodzenie wszystkich rodzajów bólu miejscowego
- **REDUCE MUSCLE TENSION – ZMNIEJSZENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO** – zmniejszenie napięcia mięśni
- **MUSCLE PAIN – BÓLE MIĘŚNIOWE** – usmierzanie bólu mięśni poprzez akcje blokujące ból
- **NECK PAIN – BÓL KARKU** – zredukowanie bólu w okolicach szyi
- **BACK PAIN – BÓL PLECÓW** – zredukowanie bólu mięśni pleców
- **TENDINITIS – ZAPALENIE ŚCIĘGIEN** – przeciwdziałanie bólowi w zapaleniu ścięgien
- **HEAVY LEGS – CIĘŻKIE NOGI** – wyeliminowanie uczucia ociężałych nóg
- **CRAMP PREVENTION – ZAPOBIEGANIE SKURCZOM MIĘŚNIOWYM**

## RECOVERY/MASSAGE – REGENERACJA/ MASAŻ

- **TRAINING RECOVERY – REGENERACJA PO TRENINGU** – odnowa po wysiłku fizycznym (po każdym wysiłku)
- **COMPETITION RECOVERY – REGENERACJA PO ZAWODACH** – odnowa po zwiększonym wysiłku fizycznym
- **REDUCE MUSCLE SORENESS – REDUKCJA BÓLU MIĘŚNIA** – skrócenie i zmniejszenie intensywności bólu mięśni
- **RELAXING MASSAGE – MASAŻ RELAKSACYJNY** – odprężenie, efekt relaksu
- **REVIVING MASSAGE – MASAŻ PRZYWRACAJĄCY** – wyeliminowanie uczucia zmęczenia

## REHABILITATION – REHABILITACJA

- **MUSCLE ATROPHY** – ATROFIA MIĘŚNIOWA – odbudowa masy mięśniowej w przypadku dłuższego unieruchomienia
- **REINFORCEMENT** – WZMOCNIENIE – utrwalenie efektów odbudowy mięśni

## FITNESS – FITNESS

- **FIRM YOUR ARMS** – WZMOCNIJ RAMIONA – odbudowanie jędrności ramion; kształtowanie mięśni
- **TONE YOUR THIGHS** – KSZTAŁTOWANIE MIĘŚNI UD – odbudowanie jędrności ud
- **GET A 6 PACK** – SZEŚCIOPAK – budowanie i wzmacnianie mięśni brzucha; ujędrnianie
- **SHAPE YOUR BUTTOCKS** – KSZTAŁTOWANIE POŚLADKÓW – ujędrnianie i tonowanie pośladków
- **FIRM YOUR STOMACH** – odzyskiwanie talii

## Zestaw Compex Sp 4.0 zawiera

- Stymulator mięśni
- Zestaw 4 przewodów zatrzaskowych
- Przewód MI-Sensor
- Ładowarka
- 2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5×10 cm (2 zaczepy, 4 elektrody)
- 2 opakowania elektrod zatrzaskowych 5×5 cm (1 zaczep, 8 elektrod)
- Saszetka transportowa
- Instrukcja obsługi w języku polskim

## Dane techniczne Compex SP 4.0

Technologia przewodowa,

Liczba kanałów: 4, liczba programów: 30, Moc: 120 mA, 150 Hz, 400 us, ładowanie baterii mniej niż dwie godziny

## Gwarancja:

Compex - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.

Zarejestruj się bezzwłocznie, a otrzymasz dodatkowy rok gwarancji

2+1= 3 lata gwarancji

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, wejdź na naszą stronę [www.compex.info](http://www.compex.info)

Twoje urządzenie Compex jest objęte dwuletnią gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia. Gwarancja Compex obejmuje stymulator, kabel z systemem MI, moduły, pilot, stację dokującą (części i robocizna), nie obejmuje baterii, pozostałych kabli, elektrod i ładowarki. Gwarancja pokrywa wszystkie wady wynikające z jakości materiału lub wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w wyniku uderzenia, wypadku, nieprawidłowej obsługi, niedostatecznej ochrony przed wilgocią, zanurzenia w cieczy lub naprawy przeprowadzonej przez nieautoryzowany serwis. Dochodzenie praw z tytułu gwarancji wymaga przedstawienia dowodu zakupu.

Elektrostymulatory Compex nie są obsługiwane w języku polskim. Do produktu dołączana jest instrukcja obsługi tłumaczona na język polski.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:

ACUS MED Sp. z o.o.  
ul. Mielecka 105  
36-100 Kolbuszowa

## Galeria

