

Elektrostymulator Compex Sp 6.0



cena: 3 592,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	compex
Wysyłka	2-3 dni

Opis produktu

Elektrostymulator Compex SP 6.0

zaprojektowany dla sportowców, którzy trenują częściej niż trzy razy w tygodniu. Zawiera wszystkie funkcje Elektrostymulatora Compex SP 4.0, ale z dodatkową funkcją bezprzewodową, która zapewnia większą swobodę ruchu. Compex SP 6.0 zwiększa siłę i przywraca objętość mięśni, relaksuje i przyspiesza regenerację. Zaprojektowany dla sportowców, którzy ćwiczą więcej niż trzy razy w tygodniu, posiada wszystkie trzy funkcje elektrostymulacji, a dodatkowo jest bezprzewodowy, co zapewnia pełną swobodę ruchu.

Funkcje

Urządzenie wyposażone zostało w unikalną technologię MI (Inteligencja Mięśniowa), która dostosowuje się do każdego rodzaju mięśni, aby zapewnić najbardziej efektywną elektrostymulację, jednocześnie oferując większy komfort i wydajność.

- **MI-SCAN** bada wybraną grupę mięśniową i automatycznie dopasowuje ustawienia stymulatora do pobudliwości danego obszaru ciała, w zależności od fizjologii użytkownika.
- **MI-RANGE** pozwala użytkownikowi na wybranie idealnego poziomu intensywności stymulacji dla programów recovery, massage, capillarisation lub nawet muscle pain.

Programy

- **10 programów TRENING** (wytrzymałość, odporność, siła, siła eksplozywna, rozgrzewka, budowa masy mięśniowej, kapilaryzacja,

- cross training, wzmocnienie mięśni głębokich, hipertrofia - znaczne zwiększenie objętości mięśni)
- **8 programów ŁAGODZENIE BÓLU** (przeciwbólowy, zmniejszenie napięcia mięśniowego, bóle mięśniowe, ból karku, ból pleców, lumbago, łokieć tenisisty, zapalenie ścięgien, uczucie ciężkich nóg, zapobieganie skurczom)
 - **5 programów FITNESS** (wzmacnianie ramion, wzmacnianie uda, rozbudowa mięśni brzucha, wzmocnienie mięśni brzucha, kształtowanie pośladków)
 - **5 programów ODNOWA/MASAŻ** (regeneracja po treningu, regeneracja startowa, masaż relaksacyjny, redukcja bólu, masaż przywracający)
 - **2 programy REHABILITACJA** (atrofia mięśniowa, wzmocnienie mięśni)

Conditioning - Trening

Warm up – rozgrzewka – przygotowanie mięśni przed wysiłkiem

Potential - wzmocnienie przedstartowe - przygotowanie mięśni bezpośrednio przed zawodami

Endurance - wytrzymałość - poprawia wyniki w sportach wytrzymałościowych (najlepiej robić jako osobny trening na wybrane partie mięśniowe w dni poza treningiem w klubie)

Resistance - odporność - zwiększenie zdolności mięśnia w utrzymaniu długotrwałego wysiłku (jako osobna jednostka treningowa)

Strength - siła - zwiększenie siły i szybkości skurczy mięśniowych

Explosive strength - siła eksplozywna - zwiększenie eksplozywności

Muscle building - budowa mięśnia - zwiększanie objętości mięśni

Capillarisation - kapilaryzacja - poprawienie przepływu krwi (stosować przed treningiem, przed meczem)

Cross-training - trening mieszany - ćwiczenie różnych trybów pracy mięśni w różnych sekwencjach

Core stabilisation - stabilizacja tułowia - wzmocnienie mięśni głębokich dolnego odcinka kręgosłupa oraz brzucha

Hypertrophy - hipertrofia - przerost mięśnia, znaczne zwiększenie objętości mięśni

Fitness - Fitness

Firm your arms - wzmocnij ramiona - odbudowanie jędrności ramion; kształtowanie mięśni

Tone your thighs - kształtowanie mięśni ud - odbudowanie jędrności ud

Get a 6 pack - sześciopak - budowanie i wzmacnianie mięśni brzucha; ujędrnianie

Shape your buttocks - kształtowanie pośladków - ujędrnianie i tonowanie pośladków

Firm your stomach - odzyskiwanie talii

Recovery/Massage - Regeneracja/Masaż

Training recovery - regeneracja po treningu - odnowa po wysiłku fizycznym (po każdym wysiłku)

Competition recovery - regeneracja po zawodach - odnowa po zwiększonym wysiłku fizycznym

Reduce muscle soreness - redukcja bólu mięśnia - skrócenie i zmniejszenie intensywności bólu mięśni

Relaxing massage - masaż relaksacyjny - odprężenie, efekt relaksu reviewing massage - masaż przywracający - wyeliminowanie uczucia zmęczenia

Rehabilitation - Rehabilitacja

Muscle atrophy - atrofia mięśniowa - odbudowa masy mięśniowej w przypadku dłuższego unieruchomienia

Reinforcement - wzmocnienie - utrwalenie efektów odbudowy mięśni

Pain Managment - Łagodzenie bólu

Pain managment tens - tens przeciwbólowy - łagodzenie wszystkich rodzajów bólu miejscowego

Reduce muscle tension - zmniejszenie napięcia mięśniowego - zmniejszenie napięcia mięśni

Muscle pain - bóle mięśniowe - uśmierzanie bólu mięśni poprzez akcje blokujące ból

Neck pain - ból karku - zredukowanie bólu w okolicach szyi

Back pain - ból pleców - zredukowanie bólu mięśni pleców

Tendinitis - zapalenie ścięgien - przeciwdziałanie bólom w zapaleniu ścięgien

Heavy legs - ciężkie nogi - wyeliminowanie uczucia ociężałych nóg cramp prevention - zapobieganie skurczom mięśniowym

W zestawie

- Elektrostymulator bezprzewodowy
- 4 moduły
- Stacja dokująca
- Ładowarka
- 1 opakowanie elektrod 5 cm x 10 cm (2 zaczepty, 2 elektrody)
- 1 opakowanie elektrod 5 cm x 5 cm (1 zaczepty, 4 elektrody)
- 1 opakowanie elektrod 5 cm x 10 cm (1 zaczepty, 2 elektrody)
- Saszetka transportowa

Dane techniczne

Technologia: Bezprzewodowa, I.C.P - tryb online - zintegrowany program treningowy (połączenie przez internet)
<https://www.compexwireless.com/>

Liczba kanałów: 4, **Liczba programów:** 30, **Moc:** 120 mA, 150 Hz, 400 us, ładowanie baterii mniej niż dwie godziny

Gwarancja:

Compex - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.

Zarejestruj się bezzwłocznie, a otrzymasz dodatkowy rok gwarancji

2+1= 3 lata gwarancji

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, wejdź na naszą stronę www.compex.info

Twoje urządzenie Compex jest objęte dwuletnią gwarancją. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia. Gwarancja Compex obejmuje stymulator, kabel z systemem MI, moduły, pilot, stację dokującą (części i robocizna), nie obejmuje baterii, pozostałych kabli, elektrod i ładowarki. Gwarancja pokrywa wszystkie wady wynikające z jakości materiału lub wad produkcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w wyniku uderzenia, wypadku, nieprawidłowej obsługi, niedostatecznej ochrony przed wilgocią, zanurzenia w cieczy lub naprawy przeprowadzonej przez nieautoryzowany serwis. Dochodzenie praw z tytułu gwarancji wymaga przedstawienia dowodu zakupu.

Elektrostymulatory Compex nie są obsługiwane w języku polskim. Do produktu dołączana jest instrukcja obsługi tłumaczona na język polski.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

ACUS MED Sp. z o.o.
ul. Mielecka 105
36-100 Kolbuszowa

Galeria

