

HEINE BETA 200 2,5V F.O. B-001.11.501 Otoskop światłowodowy XHL



cena: 1 099,00 PLN

Opis słownikowy

Producent	HEINE
Wysyłka	3 dni

Opis produktu

Bezkonkurencyjne osiągi, najlepsza jakość Solidna, metalowa budowa, oświetlenie światłowodowe. Instrument idealny do gabinetu lekarskiego.

BETA: Najwyższej klasy pełnowymiarowe „BETA” to niezawodne i niezwykle wytrzymałe produkty, wykonane z najlepszych materiałów. Cechuje je wysoka jakość wykończenia i najlepsze parametry techniczne oraz użytkowe.

W całości metalowa, chromowana obudowa

Wytrzymała i łatwa w czyszczeniu.

Główka otoskopowa

Główka otoskopowa ciemno-matowa w środku. Zapobiega refleksom

Technologia ksenonowo-halogenowa

Dystalne oświetlenie światłowodowe w technologii ksenonowo-halogenowej. Homogeniczne, bezrefleksyjne oświetlenie przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.

Okienko wizerne

Duże, odporne na zarysowania okienko wizerne daje 3-krotne powiększenie obrazu. Obraz jest czysty i wolny od zniekształceń.

Okienko wizerne jest zintegrowane z instrumentem i odchylane do boku. Ułatwia obsługę instrumentu, nie da się go zgubić

Hermetycznie zamontowane okienko wizerne

Umożliwia rzetelne przeprowadzanie testu ruchomości błony bębenkowej.

Otoskop światłowodowy BETA200	2,5V	3,5V
z 4 wziernikami wielokrotnego użytku, bez rękojeści	B-001.11.501	B-002.11.501
bez wzierników, bez rękojeści	B-001.11.500	B-002.11.500
Zapassowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL	X-001.88.077	X-002.88.078

- SKU: TOW004019
- Kod EAN: 4053755114665
- Grupa produktów: Otoskopy
- HEINE Ref.: B-001.11.501
- Temperatura światła (K): 3,500
- Technologia żarówki / światła: Światłowodowe XHL
- Odzworowanie kolorów CRI: 97
- Dodatkowe informacje: 77000 lux, R9 > 93
- Konstrukcja głowki: Metalowa
- Okienko wizerne: Szklane
- Powiększenie: 3x
- Wielkość instrumentu: Standardowa
- Dostępne źródła zasilania: Akumulatorowe 3,5V, Bateria 2,5V
- Możliwe wzierniki: jednorazowe AllSpec, wielokrotnego użytku
- Port insuflacyjny: Yes
- Stawka podatku: VAT 8%

Ostrzeżenie:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent:

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
 Dornierstr. 6
 82205 Gilching
 Niemcy

Galeria

