

## IMUTEST ALERGIA kot

cena: 88,00 PLN



### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

**IMUTEST ALERGIA kot** (1 test) domowy, kasetkowy test do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE, skierowanych przeciwko głównemu alergenowi kota – uteroglobulinie – Fel d1 znajdującego się w ślinie oraz w gruczołach łojowych kota.

## ZASTOSOWANIE

IMUTEST ALERGIA kot to prosty, bezpieczny i dokładny sposób na wykrycie we krwi wysokiego poziomu przeciwciał zwanych immunoglobulinami E (IgE). Wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE związany jest ze zwiększoną podatnością na alergię, np. na alergię na główny alergen kota. Niewielka próba krwi pobierana jest w sposób higieniczny i bezbolesny.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

IMUTEST ALERGIA kot – test wykrywający nadwrażliwość na główny alergen kota – uteroglobulinę (sekretoglobulinę) oznaczony symbolem Fel d1. Alergen obecny jest w wydzielinie gruczołów ślinowych i łojowych, włosach, sierści i skórze. Alergia na główny alergen kota – Fel d1 jest znaczącą przyczyną rozwinięcia się w przyszłości astmy. Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP). Czułość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 97% , swoistość - 100%. Test można wykonać o każde porze roku. W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii. Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznym. Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci. IMUTEST ALERGIA kot zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).

## WSKAZANIA DO WYKONANIA IMUTEST ALERGIA kot

- objawy astmatyczne (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli)
- kichanie, nieżyt nosa
- swędzące, łzawiące i opuchnięte oczy
- reakcje anafilaktyczne
- alergiczne objawy skórne (pokrzywka, świąd, rumień)

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 saszetka z testem kasetkowym  
1 sterylny nakłuwacz  
1 kapilara  
1 odczynnik  
instrukcja użycia

## SCHEMAT UŻYCIA

otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnego nakłuwacza dołączonego do zestawu  
pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu  
wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej  
wprowadzenie odczynnika do większego okienka w kasecie testowej  
odczekanie 15 minut i odciągnięcie niebieskiego suwaka w kasecie testowej  
odczytanie i interpretacja wyniku

### Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER sp. z o.o sp.k.  
Twarda 1/14  
00-114 Warszawa