

Littmann Classic II Infant 2114R Czerwony Stetoskop noworodkowy



cena: 394,00 PLN

Opis słownikowy

Producent	LITTMANN
Wysyłka	24 godzin

Opis produktu

Dedykowany dla niemowląt.

Specjalnie dla małych pacjentów, zaprojektowany otwarty lejek z jednej strony oraz tradycyjna membrana z drugiej strony.

Doskonała akustyka.

7 punktów w skali 1-10 dla jakości akustycznej. Wygodne dopasowanie i doskonała akustyka dzięki opatentowanym przez 3M™ Littmann® miękkim, samouszczelniającym się oliwkom. Otrzymasz optymalną transmisję dźwięku dzięki anatomicznie zaprojektowanej lirze.

Praktyczny.

Trwałość udowodniona faktem, że zestaw liry można zginać milion razy. Używając "cieplej" obwódki wokół membrany, zapewnisz swojemu pacjentowi komfort w trakcie osłuchiwania. Trzy lata gwarancji to okres, w którym można dokonać bezpłatnej naprawy każdego defektu, z wyjątkiem przypadków wskazujących na uszkodzenie mechaniczne.

Stwórz swój styl wybierając kolor stetoskopu, który najlepiej do Ciebie pasuje.

Wyprodukowano w U.S.A.

Wiemy jak szczególne miejsce w naszych sercach zajmują noworodki. Dlatego też zasługujesz na stetoskop 3M™ Littmann®, aby właściwie osłuchiwać ich maleńkie ciała. Stetoskop 3M™ Littmann® Classic II Infant wykonany z jest z najwyższej jakości materiałów.

Jego tradycyjny lejek o średnicy 1,9cm i "płynąca" membrana umożliwia dokładne osłuchanie najmniejszych pacjentów.

Sugerowane zastosowania.

Używany jako pomoc diagnostyczna przy ocenie stanu zdrowia pacjenta.

- SKU: TOW000046
- Kod EAN: 707387060558
- Grupa produktów: Stetoskopy pediatryczne i noworodkowe
- Kolor: czerwony
- Rodzaj stetoskopu: Pediatryczny
- Wykończenie głowicy stetoskopu: stal nierdzewna
- Technologia głowicy: dwustronna
- Duża membrana: "Płynąca" membrana , średnica 2,7 cm
- Mała membrana / lejek: Otwarty lejek, średnica 1,9 cm
- Przewód (lira): jednokanałowy
- Oliwki: Miękkie samo uszczelniające się
- Długość całkowita: 71 cm
- Waga urządzenia: 95g
- Dodatkowe akcesoria: Zapasowe oliwki
- Stawka podatku: VAT 8%

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

