

Pompa infuzyjna, strzykawkowa - seria HK-400

cena: 2 550,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Howkmedical
Wysyłka	24 h

Opis produktu

Pompa infuzyjna, strzykawkowa - seria HK-400

- Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie.
- **Automatycznie identyfikuje różne typy i rozmiary strzykawkę od 5 ml do 60 ml.**
- Numeryczny i graficzny wskaźnik ciśnienia pomaga opiekunom z wyprzedzeniem zidentyfikować okluźnięcie, aby

zapobiec potencjalnemu ryzyku.

- Podaj dokładną dawkę leku nawet najmniejszym pacjentom.
- Natężenia przepływu zapewniają dokładność +/- 2% już od 0,1 ml/h.
- Długotrwała bateria: żywotność baterii jest wystarczająco długa, aby wytrzymać do 5 godzin przy 5 ml/h.
- Pompy można łączyć ze sobą i łączyć ze sobą, a ich liczba może zostać rozszerzona z 2 do 6 (tylko dla HK-400III).
- Ukryta konstrukcja uchwytu pomaga zaoszczędzić miejsce.
- Tryb nocny zapewnia pacjentom lepszy wypoczynek poprzez wyciszenie dźwięku klawiszy i zmniejszenie jasności ekranu.
- Pięć trybów infuzji oraz biblioteka leków

Specyfikacja

Wymiary

300x130x125mm

Waga

1,8 kg

Wyświetlacz LCD

Tak

Wodoszczelność

IPX3

Detekcja okluzji

Tak

Certyfikat zgodności CE

Tak

Gwarancja producenta

12 miesięcy

Instrukcja obsługi w języku polskim

Dostępne formy płatności ratalnej

Leasing online dla firm

Leasing dla firm realizowany jest całkowicie online, za pośrednictwem firmy leasingowej LeaseLink.pl
Wybierz odpowiednią ratę i weź leasing online. Prosto, szybko i bezpiecznie. Sprawdź ->

W przypadku chęci uzyskania pomocy w przygotowaniu optymalnej oferty Leasingowej dla Państwa Firmy - prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: (12) 384 83 21. Opłata zgodnie z cennikiem operatora.

Zakupy z BioMed24

Kupując w BioMed24 otrzymujesz gwarancję jakości zakupionego urządzenia oraz fachową i dedykowaną pomoc na każdym etapie realizacji zamówienia.

Promocja tylko do wyczerpania zapasów.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zamówienia publiczne oraz zapytania dotyczące produktu, prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna marki: marcin (at) futuremed.co

Galeria

