

# Spirometr New Spirobank II + Moduł SpO2 + Oprogramowanie

cena: 11 299,00 PLN

## Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	GIMA
Wysyłka	14 dni



## Opis produktu

### Spirometria

- Mierzone parametry FVC, FEV1, FEV1 / FVC%, DTPEF, FEV 0,5 FEV0.5 / FVC%, FEV0.75, FEV0.75 / FVC%, FEV2, FEV2 / FVC%, FEV3, FEV3 / FVC%, FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25% FEF50% FEF75% FEF25-75% FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1 / FIVC% FIF25% FIF50% FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, RF, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV
- Czujnik przepływu dwukierunkowego, cyfrowa turbina
- Zakres przepływu  $\pm 16L / s$
- Dokładność Objętość  $\pm 3\%$  lub 50 ml
- Przepływ dokładność  $\pm 5\%$  lub 200 ml / s
- Odporność dynamiczna  $<0,5 \text{ cm H}_2\text{O} / l / s$
- Dostępne testy: FVC, VC, IVC, MVV, PRE - POST
- Możliwość podłączenia USB 2.0, Bluetooth 2.1
- Zasilanie litowo-jonowy 3,7 V, 1100 mAh

### Oksymetria

- Metoda pomiaru: czerwony i absorpcja w podczerwieni
- Zakres SpO2: 0-99%  $\pm 2\%$  pomiędzy 70-99% SpO2
- Zakres pulsu: 18-300 BPM  $\pm 2 \text{ BPM}$  lub 2%
- Wskaźnik jakości sygnału: 0-8 segmenty na wyświetlaczu
- Pojemność pamięci: do 300 godzin pulsoksymetryczny

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1,  
20060 Gessate MI, Włochy

### Informacje o producencie:



GIMA jest wiodącą włoską firmą z niemal 100-letnim doświadczeniem w branży medycznej, sprzedającą za pośrednictwem swoich dystrybutorów w ponad 145 krajach na całym świecie.

Firma GIMA powstała w 1926 roku jako producent strzykawkę metalowych i szklanych. Na przestrzeni lat firma wielokrotnie modyfikowała swoją działalność, pozostając zawsze w obszarze medycyny. Dziś GIMA produkuje i dystrybuje ponad 9500 produktów medycznych.

W swojej długiej historii GIMA zawsze była kierowana przez członków rodziny Manzoni, która jest właścicielem firmy.

### Ostrzeżenie:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.