

VITAMMY body 6 różowy Pistolet do masażu ciała masażer, lekki i bezpieczny pistolet do samodzielnego masażu

cena: 436,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-----------|-----------|
| Producent | VITAMMY |
| Wysyłka | 24 godzin |



Opis produktu

VITAMMY BODY 6 ergonomiczny pistolet do masażu z obrotowym uchwytem

Masażer ręczny - pistoletowy, to urządzenie pozwalające na samodzielne wykonanie masażu. VITAMMY BODY 6 rozluźnia napięcie mięśni, przyspiesza regenerację, zmniejsza przewlekły ból i poprawia działanie układu krwionośnego. Wybierany jest przez sportowców, którzy często borykają się z kontuzjami.



Każda forma aktywności niesie za sobą ryzyko wystąpienia urazów np. naderwania mięśni czworogłowych i grupy kulszowo-goleniowej. Ich powodem jest często brak równowagi siły i brak elastyczności tkanek miękkich, zapalenie ścięgna achillesa (bieganie po utwardzonej nawierzchni) czy skręcenia stawu skokowego - bieganie po nierównej nawierzchni. Aby temu zapobiec należy przyłożyć dużą wagę do rozgrzewki lub alternatywnie bardziej efektywnego i szybszego rozluźnienia i rozmasowania mięśni przez masażer ręczny VITAMMY body 6.



Możesz korzystać wszędzie gdzie chcesz

Bateria litowo-jonowa VITAMMY BODY 6 nadaje się do wielokrotnego ładowania. Zintegrowana konstrukcja baterii i pistoletu zapobiega ryzyku poluzowania uchwytu, co zwiększa bezpieczeństwo użycia. Ładowanie typu USB-C pozwala na podłączenie do gniazdka w ścianie, komputera lub power banku. Możesz ładować jednym przewodem wszystkie swoje urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w diodę wskazującą wybrany tryb pracy i stan ładowania baterii.

Cicha praca i ergonomiczna konstrukcja masażera

Szybki silnik bezszczotkowy o wyciszonej pracy VITAMMY BODY 6 gwarantuje komfortowe korzystanie bez nieprzyjemnego dźwięku. Bardzo mała waga produktu 530 gramów pozwala na łatwe przenoszenie urządzenia i korzystanie z niego bez zmęczenia ręki. VITAMMY BODY 6 jest odporny na pot i wilgoć.

Konsultacje merytoryczne i rekomendacje do stosowania końcówek wydane przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji Mgr Fizjoterapii Kamilę Rudecką.



*Konsultacja merytoryczna:
Kamila Rudecka, mgr fizjoterapii*

4 GŁOWICE MASUJĄCE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW



Głowica płaska - służy do opracowania dużych brzuśców mięśni, przygotowania powięzi do dalszego masażu, daje efekt średniego rozluźnienia.

Głowica widełki - idealna do rozpracowywania przegród międzymięśniowych (biceps, mięśnie łydki, mięśnie tylnej części uda, mięśnie przykręgosłupowe na odcinku piersiowym i lędźwiowym). Pozwala na stopniowe zwiększanie zakresu ruchu.





Głowica piłka - do rozmasowywania mięśni i powięzi po treningu. Można ją stosować na mniejszych grupach mięśniowych np. przedramion. Sprawdza się w rozluźnianiu mięśni przykręgosłupowych poniżej odcinka szyjnego kręgosłupa. Daje efekt silnego rozluźnienia zrelaksowania.

Głowica pocisk opracowanie miejsc bardzo bolesnych, umożliwia precyzyjną pracę w miejscach dyskomfortu, zwiększonego napięcia, ograniczenia ruchomości. Jest doskonała do opracowania punktów spustowych, rozluźnienia rozciągnięta podszwawego.



Jak używać pistoletu do masażu VITAMMY BODY 6?

Aby rozpocząć pracę masażerem należy go uruchomić za pomocą przycisku. Na wyświetlaczu zapali się jedna dioda - bieg pierwszy. Przy użyciu tego samego przycisku możesz zmieniać tryby pracy. Po wybraniu trybu pracy możesz ustawić poziom mocy poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Podczas korzystania z tego urządzenia należy unikać nadmiernego nacisku i długotrwałej fizjoterapii. Masując, poruszamy pistoletem powoli i uważnie. Ruchy należy wykonywać wzdłuż mięśni.

Wskazania VITAMMY BODY 6

• Łagodzenie bólu i skurczy spowodowanych urazami mięśni, zwichnięciami, nadwyrężeniami. • Eliminowanie przepływu płynu obrzękowego w opuchniętych obszarach. • Rozluźnienie pogrubionej tkanki łącznej i powięzi. • Redukcja kwasu mlekowego i mocniejszej pracy mięśni. • Zmęczenie mięśni • Zastosowanie do kontuzji stawów.

Przeciwwskazania VITAMMY BODY 6

• Tętniak, krwawienie, • Choroba serca z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem, • Cięża, • Nowotwór, • Ważne części ciała: głowa, twarz. kręgi szyjne, kręgosłup, wystające części kostne, • Części ciała o mniejszym pokryciu mięśni: takie jak piszczel, tył stopy, tył dłoni; • Nie używaj urządzenia w ciągu 90 dni po zespalaniu wewnętrznym i nie używaj go wokół unieruchomionej części ciała.

| | |
|--------------------------|--|
| Waga urządzenia | 530g |
| Napięcie zasilania | 7,4V |
| Moc | 40-50W |
| Rodzaj baterii/zasilacza | Litowo-jonowa wielokrotnego ładowania |
| Czas ładowania | 5-6 godzin |
| Dodatkowe informacje | czas pracy na naładowanej baterii- 10 godzin |
| Dodatkowe akcesoria | 4 głowice masujące |

- SKU: TOW017482
- Kod EAN: 5901793644400
- Kolor: różowy
- Wymiary: 165x117x81 mm
- Grupa produktów: Masażery
- Ilość sztuk w opakowaniu: 1 sztuka
- Stawka podatku: VAT 23%

Galeria

