

VITAMMY body 8 Pistolet do masażu ciała

cena: 533,50 PLN



Opis słownikowy

Producent	VITAMMY
Wysyłka	24 godzin

Opis produktu

VITAMMY BODY 8 ergonomiczny pistolet do masażu

Masażer ręczny -pistoletowy, to urządzenie pozwalające zarówno na samodzielne wykonanie masażu jak i polecane do użytku profesjonalnego przez wykwalifikowanych masażyстів. Urządzenie świetnie sprawdza się dla sportowców do użycia przed treningiem w celu bardziej efektywnej, rozgrzewki oraz po każdym treningu by rozluźnić i uelastyczyć tkankę mięśniową i zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów.



Konsultacje merytoryczne i rekomendacje do stosowania końcówek wydane przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji Mgr Fizjoterapii Kamilę Rudecką.

VITAMMY body 8 to znakomite urządzenie używane do zabiegów w gabinetach odnowy biologicznej masażu czy rehabilitacji. Pistolet VITAMMY BODY 8 przyspiesza regenerację, zmniejsza przewlekły ból i poprawia działanie układu krwionośnego.



*Konsultacja merytoryczna:
Kamila Rudecka, mgr fizjoterapii*

8 GŁOWIC MASUJĄCYCH DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

- głowica płaska, głowica widełki, głowica piłka, głowica stożkowa, głowica korek, głowica w kształcie łopatki, głowica amortyzowana, głowica z wypustkami



Głowica płaska - służy do opracowania dużych brzuśców mięśni, przygotowania powięzi do dalszego masażu, daje efekt średniego rozluźnienia.

Głowica widełki- idealna do rozpracowywania przegród międzymięśniowych (biceps, mięśnie łydki, mięśnie tylnej części uda, mięśnie przykręgosłupowe na odcinku piersiowym i lędźwiowym). Pozwala na stopniowe zwiększanie zakresu ruchu.





Głowica piłka - do rozmasowywania mięśni i powięzi po treningu. Można ją stosować na mniejszych grupach mięśniowych np. przedramion. Sprawdzi się w rozluźnianiu mięśni przykręgosłupowych poniżej odcinka szyjnego kręgosłupa. Daje efekt silnego rozluźnienia zrelaksowania.

Głowica stożkowa - opracowanie miejsc bardzo bolesnych, umożliwia precyzyjną pracę w miejscach dyskomfortu, zwiększonego napięcia, ograniczenia ruchomości. Jest doskonała do opracowania punktów spustowych, rozluźnienia rozciągnięta podszwowego. Nie nadaje się do pracy przy kościach!



Głowica korek - o obniżonej twardości. Idealna do opracowywania tkanek miękkich. Doskonała do mięśni brzucha, rzeźbienia linii i relaksacji.

Głowica w kształcie łopatk - Podobnie jak głowica w kształcie litery "U", to głowica masująca do części specjalnych. Jest odpowiednia do rozluźniania mięśni obwodowych pleców, odcinka szyjnego kręgosłupa i talii.



Głowica amortyzowana - działa jako bufor przy wibracjach. Jest odpowiednia dla miejsc o wrażliwych mięśniach lub obszarów lekko uszkodzonych. Jednocześnie, aby zapewnić osobom starszym masaż relaksacyjny w domu, można wybrać głowicę amortyzowaną, by spowolnić wibracje.

Głowica z wypustkami - dopasowana do kształtu ramion, przedramion, ud, łydek. Poprawia ukrwienie, działa na dużej powierzchni.





DOTYKOWY PANEL KONTROLNY

wskazujący wybrany tryb pracy urządzenia oraz stan naładowania baterii.

AŻ 7 TRYBÓW PRĘDKOŚCI dostosowanych do różnych potrzeb.

CICHA PRACA I ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Szybki silnik bezszczotkowy o wyciszonej pracy VITAMMY BODY 8 gwarantuje komfortowe korzystanie bez nieprzyjemnego dźwięku.

Optymalna waga produktu 950 gramów pozwala na wygodne używanie masażera i pewny chwyt.

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia pracę bez wysiłku.

Dodatkowo VITAMMY BODY 8 jest odporny na pot i wilgoć.





WYSOKA JAKOŚĆ

Bateria litowo-jonowa VITAMMY BODY 8 nadaje się do wielokrotnego ładowania.

Zintegrowana konstrukcja baterii i pistoletu zapobiega ryzyku poluzowania uchwytu, co zwiększa bezpieczeństwo użycia.

Wskaźnik naładowania baterii na bieżąco poinformuje Cię o gotowości urządzenia do użycia.

Jak używać pistoletu do masażu VITAMMY BODY 8?

Wybierz jedną z ośmiu dostępnych głowic , odpowiednią dla części ciała, która ma być masowana. Włącz urządzenie przesuwając przełącznik ON/OFF na pozycję ON. Uruchoń urządzenie za pomocą panelu dotykowego i wybierz żądane obroty (od 1 do 7) . Każde kolejne dotknięcie panelu powoduje przejście na wyższy bieg pracy urządzenia. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy, co ułatwi odliczanie czasu kolejnych zabiegów. Przed odłożeniem masażera przesuń przełącznik na pozycję OFF. Masując, poruszamy pistoletem powoli i uważnie. Ruchy należy wykonywać wzdłuż pasm mięśni. Załączona instrukcja obsługi zawiera

wskazówki dotyczące prawidłowego wykonywania masażu poszczególnych partii ciała.



Wskazania VITAMMY BODY 8

• Łagodzenie bólu i skurczy spowodowanych urazami mięśni, zwichnięciami, nadwyżęczeniami. • Eliminowanie przepływu płynu obrzękowego w opuchniętych obszarach. • Rozluźnienie pogrubionej tkanki łącznej i powięzi. • Redukcja kwasu mlekowego i mocniejszej pracy mięśni. • Zmęczenie mięśni • Zastosowanie do kontuzji stawów.

Przeciwwskazania VITAMMY BODY 8

• Tętniak, krwawienie, • Choroba serca z rozrusznikiem serca lub defibrylatorem, • Ciąża, • Nowotwór, • Ważne części ciała: głowa, twarz. kręgi szyjne, kręgosłup, wystające części kostne, • Części ciała o mniejszym pokryciu mięśni: takie jak piszczel, tył stopy, tył dłoni; • Nie używaj urządzenia w ciągu 90 dni po zespalaniu wewnętrznym i nie używaj go wokół unieruchomionej części ciała.

Waga urządzenia	950g
Napięcie zasilania	16,8 V
Moc	20W
Rodzaj baterii/zasilacza	Bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania
Czas ładowania	ok. 5h
Dodatkowe informacje	czas pracy na naładowanej baterii: 12-24 godzin
Dodatkowe akcesoria	Pudełko, Torba/futerał , pistolet do masażu, 8 Głowic masujące, Ładowarka, 3 Pierścienie silikonowe, 1 Instrukcja

- SKU: TOW018559
- Kod EAN: 5901793646763
- Wymiary: 184x245x55 mm
- Grupa produktów: Masażery
- Gwarancja: 24
- Ilość sztuk w opakowaniu: 1 sztuka
- Stawka podatku: VAT 23%

Galeria

