

Zestaw weterynaryjny RIESTER Vet I ri-scope L 3850 Diagnostyczny zestaw weterynaryjny z 5 metal. wzier. ręk. bat. C, HL 2,5V



cena: 1 428,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	RIESTER
Wysyłka	5 dni

Opis produktu



Diagnostyczny zestaw weterynaryjny RIESTER Vet I ri-scope

Otoskop zabiegowy ri-scope® (weterynaryjny)

- Wziernik uszny
- Metalowy wziernik wielokrotnego użytku, bezszczelinowy, nadający się do sterylizacji
- Średnica: 4 mm, długość: 83 mm
- Średnica: 5 mm, długość: 62 mm
- Średnica: 6 mm, długość: 82 mm
- Metalowy wziernik wielokrotnego użytku, szczelinowy, nadający się do sterylizacji

- Średnica: 7,5 mm, długość: 68 mm
 - Średnica: 9,4 mm, długość: 92 mm
 -
 - 1 żarówka wymienna
 - Obrotowa lupka z powiększeniem 2,5x
 - Ruchomy uchwyt wziernika można ustawić w dowolnej pozycji
 - Swobodny dostęp podczas badania i zabiegu dzięki otwartej konstrukcji
 - Połączenie bagnetowe z rękojeścią umożliwia szybki i bezpieczny montaż
 - Otoskop zabiegowy wykonany jest z metalu, a uchwyt wziernika – z odpornego na uszkodzenia tworzywa zapewniającego długi okres użytkowania
 - Szybka wymiana żarówki znajdującej się w przedniej części otoskopu
 - Oświetlenie ksenonowe (3200 K)
 - Doskonałe odwzorowanie kolorów imitujące oświetlenie dzienne i umożliwiające dokładniejszą diagnostykę
 - Wydajność energetyczna dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu
 - 20 godzin pracy na w pełni naładowanym akumulatorze litowo-jonowym
 - Czas eksploatacji akumulatora: do 1200 cykli ładowania
 - Technologia rheotronic® – elektroniczna regulacja natężenia światła
 - 100% natężenia światła od razu po uruchomieniu urządzenia
 - Płynna regulacja natężenia światła
 - Automatyczne wyłączenie po 180 sekundach
 - Rękojeści z połączeniem bagnetowym zasilane bateriami alkalicznymi typu C
 - 2 lata gwarancji
-
- SKU: TOW018798
 - Grupa produktów: Zestawy diagnostyczne
 - Stawka podatku: VAT 23%

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

