

## ageLOC LumiSpa iO Cleansing Kit – Skóra wrażliwa



cena: 1 348,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	kosmetyk
Producent	NuSkin
Wysyłka	5 - 7 dni

### Opis produktu

## ageLOC LumiSpa iO Cleansing Kit – Skóra wrażliwa

LumiSpa iO jest inteligentnym, jedynym w swoim rodzaju urządzeniem do pielęgnacji, które wykorzystuje opatentowaną technologię ze skutecznymi produktami, aby zapewnić młodą, zdrowo wyglądającą skórę. Opracowany z myślą o wyjątkowych potrzebach Twojej skóry normalnej/mieszanej: środek oczyszczający znajdujący się w tym zestawie zawiera mieszankę betainy kokosowej, gliceryny oraz wyselekcjonowanych wyciągów z alg i roślin, takich jak olejek z ostropestu płamistego, wyciąg z Porphyra Umbilicis i wyciąg z Nannochloropsis Oculata, który pomaga utrzymać równowagę naturalnej bariery skóry chroniącej przed wysuszeniem.

Zestaw nie obejmuje podstawki do urządzenia AgeLOC LumiSpa iO.

### Zawartość zestawu

- 1 urządzenie ageLOC LumiSpa iO
- 1 silikonowa głowica do urządzenia ageLOC LumiSpa iO – standardowa (kompatybilna TYLKO z Lumi iO)
- 1 ageLOC LumiSpa Activating Cleanser – Sensitive Skin
- Ładowarka magnetyczna do ageLOC LumiSpa iO

### Korzyści dla skóry

- Siedem potwierdzonych klinicznie korzyści dla skóry, które wzmacniają się wraz z upływem czasu: dokładne oczyszczenie, miękkość, gładkość, promienny wygląd, zmniejszona widoczność porów, nieskazitelny wygląd, świeżość.
- System pomaga maksymalnie wykorzystać następne produkty stosowane do pielęgnacji skóry.
- Dokładnie oczyszcza i złuszcza skórę, usuwając wszelkie pozostałości makijażu, zabrudzeń, oleju i codziennych zanieczyszczeń.

- Preparaty Activating Cleansers, opracowane specjalnie z myślą o współpracy z ageLOC LumiSpa, zapewniają precyzyjną ochronę i interakcję pomiędzy silikonową głowicą ageLOC LumiSpa a skórą, pomagając uzyskać potwierdzone klinicznie korzyści, które pokocha Twoja skóra!

## Cechy urządzenia

- Inteligentne, wodoodporne, nadające się do ponownego ładowania przenośne urządzenie z technologią Bluetooth, które łączy się z aplikacją Nu Skin VERA (dostępną w App Store i Play Store).
- Posiada trzy silikonowe głowice: Głowica delikatna (skóra wrażliwa lub skłonna do podrażnień), Głowica standardowa (uniwersalna) oraz Głowica twarda (skóra tłusta lub sprężysta). Miękkie, niedrażniące silikonowe powierzchnie są bardziej higieniczne niż szczoteczki powszechnie spotykane na rynku.
- Posiada zastrzeżoną technologię Two-Sense Motion. Delikatne działanie oczyszczające złuszcza skórę oraz usuwa zabrudzenia, olej, makijaż, zanieczyszczenia i toksyny. W połączeniu z preparatami Activating Cleanser urządzenie stymuluje regenerację skóry, dodaje jej blasku i zmniejsza widoczność porów.

## Stosowanie

Korzystaj z systemu ageLOC LumiSpa iO rano i wieczorem w ramach oczyszczania. Zmocz twarz letnią wodą, a następnie nałóż na dłoń obfitą ilość (większą niż migdał) preparatu LumiSpa Activating Cleanser. Nałóż równomiernie na twarz, a następnie oczyść twarz przy użyciu LumiSpa iO – przez dwie minuty. Następnie zastosuj wybrany tonik, serum lub inny produkt do pielęgnacji skóry i krem nawilżający.

System jest na tyle delikatny, że można stosować go na twarz, szyję i dekolt dwa razy dziennie.

## Wszystkie składniki

Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, PEG-8 Dimethicone, Cocamidopropyl betaine, Capryl/Capramidopropyl Betaine, Carbomer, Bisabolol, Carnosine, Oryza Sativa Extract, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Allantoin, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Pinus Tabulaeformis Bark Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Sodium Chloride, Xanthan Gum, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Chlorphenesin.

## Producent:

NuSkin USA  
Corporate Office  
75 West Center  
Provo, UT 84601