

Elektrokardiograf Aparat EKG Cardiovit AT-102 G2

cena: 11 500,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	Schiller
Wysyłka	24 godziny

Opis produktu

CARDIOVIT AT-102 G2 SCHILLER - 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf

Rejestrowanie, wyświetlanie i pomiar EKG spoczynkowego

CARDIOVIT AT-102 G2 to elektrokardiograf przeznaczony do użytku przez lub pod bezpośrednim nadzorem wykwalifikowanego lekarza w placówce medycznej, służący do pozyskiwania sygnałów EKG z elektrod umieszczonych na skórze pacjenta oraz do rejestrowania, analizy, wyświetlania i drukowania wyników EKG na potrzeby diagnostyki u pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

Wskazania do wykonania EKG:

Urządzenie CARDIOVIT AT-102 G2 jest przeznaczone do badań przesiewowych i oceny chorób sercowo-naczyniowych takich jak:

- niedokrwienie mięśnia sercowego w spoczynku;
- zawał mięśnia sercowego (ostry i przebyty);
- nieprawidłowości układu przewodzącego takie jak bloki przedsionkowo-komorowe, blok odnogi pęczka Hisa i zespoły preekscytacji;
- zespół długiego QT;
- nieprawidłowości przedsionkowe;
- przerost i przeciążenie komory serca;
- zapalenie osierdzia;
- wtórne zaburzenia repolaryzacji takie jak zaburzenia elektrolitów;
- nieprawidłowości polekowe

Funkcje elektrokardiografu CARDIOVIT AT-102 G2:

- Wykrywanie impulsów stymulatora
 - Ręczny wydruk rytmu w czasie rzeczywistym (można zmieniać odprowadzenia, prędkość i amplitudę)
 - Rejestrowanie w trybie automatycznym (10 sekund) w układzie zdefiniowanym przez użytkownika
 - Rytm spoczynkowy
 - Rejestracja długoczasowa wszystkich 12 kanałów
 - Wyświetlanie zamiany elektrod
 - Przegląd zapisu
 - Łączność
 - Wi-Fi
 - LAN
 - Schiller Link
 - Eksport pliku PDF na nośnik pamięci USB
- Zasilanie sieciowo - akumulatorowe (czas pracy do 8 godzin)

Dostępne opcje:

- Interpretacja z ETM Sport
- Czytnik kodów kreskowych – do odczytywania numeru ident. pacjenta i pobierania danych pacjenta z bazy danych
- Algorytm tętnicy wieńcowej odpowiedzialnej (CCAA)
- Lista zadań
- EKG wysiłkowe
- Spirometria

Pamięć urządzenia

Pamięć na co najmniej 350 badań EKG, 100 zapisów rytmu spoczynkowego i 10 EKG wysiłkowych.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zamówienia publiczne oraz zapytania dotyczące produktu, prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna marki: [marcin \(at\) futuremed.co](mailto:marcin@futuremed.co)

Podmiot odpowiedzialny:
SCHILLER Poland Sp.z o.o.
ul. Rolna 157
02-729 Warszawa