

GESS Ciśnieniomierz nadgarstkowy MINI

cena: 64,90 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	Admed
Wysyłka	1-3 dni

Opis produktu

Wysokiej klasy nadgarstkowy ciśnieniomierz automatyczny GESS MINI 2 to wygoda i duża precyzja dokonywania pomiarów ciśnienia na tętnicy promieniowej.

Wysokiej klasy nadgarstkowy ciśnieniomierz automatyczny GESS MINI 2 to wygoda i duża precyzja dokonywania pomiarów ciśnienia na tętnicy promieniowej. Bardzo duży wyświetlacz LCD ułatwia odczyt wyników nawet osobom starszym i mającym problemy ze wzrokiem.

Model GESS MINI 2 to solidnie wykonany aparat o bardzo małych wymiarach, co ułatwia jego przechowywanie, a nawet pozwala na zabranie go ze sobą, gdy użytkownik wychodzi z domu. Solidne wykonanie z dbałością o każdy detal gwarantuje długie użytkowanie, a do tego urządzenie wyposażono w bardzo funkcjonalne plastikowe etui.

Ciśnieniomierz automatyczny GESS MINI 2 charakteryzuje się nie tylko bardzo dużą żywotnością (nawet do 300 pomiarów na bateriach), ale również niezwykle cichą pracą, co jest głównie zasługą innowacyjnej, specjalnie opracowanej przez firmę AdMed pompy, która dodatkowo działa bardzo szybko. To również podnosi komfort użytkowania.

Ciśnieniomierz GESS MINI 2 to idealne urządzenie do samokontroli poziomu ciśnienia krwi w domu. Aparat został także wyposażony w dodatkowe funkcje:

- detektor arytmii serca (IHB);
- wskaźnik ciśnienia krwi WHO (poszczególne wyniki pomiarów są zaliczane do jednej z sześciu poziomów określonych przez klasyfikację Światowej Organizacji Zdrowia: od optymalnego do ciężkiego nadciśnienia);
- uśredniona pamięć ostatnich 3 pomiarów;
- możliwość przechowywania 120 pomiarów 3 różnych użytkowników na jednym urządzeniu (technologia MULTI-USERS).

Gwarancja: 36 miesięcy

Dane techniczne:

Zasilanie : 2x AAA(w kpl)

metoda pomiaru. : oscylometryczna

wyświetlacz : LCD

żywoćność baterii : ok 300 pomiarów

zakres pomiaru : Ciśnienie: 0 ~ 300 mmHg

Puls: 40 ~ 199 uderzeń/Min

Dokładność : Ciśnienie: ± 3 mmHg

Puls: ± 5 % Max.

Polska Marka GESS

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.