

Lampa antydepresyjna Beurer TL 50. Lampa światła dziennego



cena: 407,00 PLN

Opis słownikowy

Producent	BEURER
Wysyłka	24 godzin

Opis produktu

Lampa światła dziennego BEURER TL 50

Istnieje sporo powodów obniżonego nastroju, nie wspominając o wieloczynnikowych aspektach depresji. Jednak okazuje się, że ograniczony dostęp do światła dziennego jest jednym z podstawowych, a lampa do fototerapii celuje właśnie w możliwości rozwiązania takiego stanu rzeczy. Biorąc to pod uwagę, cieszymy się, iż lampa naświetlająca Beurer TL 50 jest częścią naszej oferty i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego produktu, dla pełnego zrozumienia jego specyfiki.

Lampa naświetlająca Beurer TL 50 – sposób na depresję

Wyróżniające się wszechstronnym zastosowaniem lampy antydepresyjne nie są nowością, ale dopiero niedawno osiągnęły one tak **wysoki poziom skuteczności działania**, jak to prezentuje Beurer TL 50. Przede wszystkim mamy do czynienia z lampą o kompaktowym rozmiarze, co usuwa argumentację przeciwko temu, iż na produkt nie znajdzie się miejsca. Wręcz przeciwnie! Ta lampa antydepresyjna jest tak poręczna, że można ją z powodzeniem zabrać ze sobą w trasę. Gdziekolwiek się udasz, a będzie to miejsce niekoniecznie obfitujące w **poprawiające samopoczucie** światło dzienne – warto mieć Beurer TL 50 pod ręką i jak widać, producent mocno ułatwia to zadanie. Możliwość wykorzystania tej lampy warto mieć na uwadze zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Czym wyróżnia się lampa antydepresyjna Beurer na tle innych?

- wykorzystanie energooszczędnej technologii LED,
- natężenie światła na poziomie 10 000 luksów,

- temperatura barwy rzędu 5 3000 K,
- bezpieczne rozwiązanie – bez emitowania promieni UV,
- optymalna 25-centymetrowa powierzchnia naświetlania.

Oczywiście to nie koniec zalet, jakie ta lampa do fototerapii może wnieść do domu swojego użytkownika. Nie można zapomnieć o tym, jak bardzo jest **komfortowa w zastosowaniu** – wystarczy jeden przycisk, by zacząć z niej korzystać. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż jest to wyrób medyczny wysokiej jakości – działający bez zakłóceń.

Ponadto lampa naświetlająca od Beurer ma bardzo stabilną nożkę i urzekający design. Natomiast, jeśli chodzi o trwałość – producent udziela **aż 3-letniej gwarancji** na to, że produkt nie rozczaruje swoich użytkowników pod względem wyjątkowej równomierności użytkowania. Takie lampy antydepresyjne zwykle są też bardzo drogie – w przypadku modelu Beurer szczęśliwie mamy do czynienia z naprawdę przystępną ceną.

Lampa antydepresyjna – komu jest rekomendowana?

Patrząc na szczegóły tego, komu ta lampa antydepresyjna może pomóc w najlepszy sposób – nie byłoby przesadą stwierdzić, że niemal każdego. W końcu mamy do czynienia z działaniem symulującym to, co robi dla organizmu światło słoneczne – kontrolując poziom melatoniny, która w okresie jesienno-zimowym utrudnia nam rześkie i energiczne wstawanie z łóżka, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie nastroju, a nawet stany depresyjne.

Gdy lampa antydepresyjna Beurer stanie w domu – zyskuje się sprzymierzeńca generującego światło dzienne, dzięki czemu produkcja melatoniny jest ograniczona, a **nastrój automatycznie – podniesiony. Nie można też wspomnieć o innym hormonie – jest nim serotonina.** Brak dostępu do światła skutecznie nam obniża poziom hormonu szczęścia w organizmie, doprowadzając do obniżenia nastroju. Z drugiej strony lampy terapeutyczne poprzez generowanie światła właśnie sprawiają, iż to samopoczucie się poprawia.

Na co jeszcze może pomóc fototerapia?

- nadciśnienie tętnicze krwi,
- wzmożony stres,
- niedociśnienie,
- bezsenność,
- choroba wieńcowa,
- stany nerwicowe,
- osteoporoza,
- choroby oczu,
- zwyrodnienia kości i stawów,
- cukrzyca.

Zatem, jeśli chodzi o wskazanie tego, komu lampa do fototerapii rzeczywiście może pomóc – to naprawdę może z niej skorzystać niemal każdy, a szczególnie osoby o skłonnościach do obniżenia nastroju, czy nawet zaburzeń depresyjnych – jednak z uwzględnieniem tego, że istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania.

Lampa do fototerapii – jakie przeciwwskazania?

Niestety jak w przypadku niemal każdego wyrobu medycznego, jest też kilka przeciwwskazań odnośnie do tego, kiedy lampa

naświetlająca nie powinna być stosowana. Po zbawienne działanie fototerapii nie powinny sięgać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Poza tym lampa antydepresyjna nie powinna być stosowana przez osoby cierpiące na padaczkę, czy też wszystkie inne, które przyjmują leki fotouczulające. Czasem również i choroba oczu może być powodem niemożności skorzystania z fototerapii, podobnie, jak istnienie nowotworu złośliwego, czy cierpienie z powodu nadczynności tarczycy. W razie wątpliwości – warto skonsultować się z lekarzem specjalistą.

- SKU: TOW006163
- Kod EAN: 4211125608156
- Grupa produktów: Lampy terapeutyczne
- Stawka podatku: VAT 8%

Galeria

