

Mighty+ Medic waporyzator medyczny do suszu

cena: 1 529,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Storz & Bickel
Wysyłka	1-3 dni

Opis produktu

Mighty+ Medic waporyzator medyczny do suszu

Niezwykle prosty w obsłudze, idealny dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z waporyzacją.

Waporyzator Mighty+ Medic - pierwszy na rynku, medycznie zatwierdzony waporyzator do terapii medyczną marihuną.

Urządzenie posiada hybrydowy system grzewczy oraz pełen zakres temperatury w przedziale 40-210 °C.

Skład zestawu

- Waporyzator MIGHTY+ Medic
- Ładowarka USB (z adapterem dopasowanym dla danego kraju)
- Kabel USB-C - Wtyczka USB typu C na USB typu A
- Zestaw sitek ze stali nierdzewnej: 3 x sitko Normal + 3 x sitko Grube
- 3 x gumki uszczelniające (małe)
- Magazynek + 8 Kapsułek dozujących
- Młynek do suszu

- Szczoteczka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Gwarancja

3 lata

Wymienna Bateria

Nie

Automatyczne wyłączenie

Tak

Używanie podczas ładowania

Tak

Zastosowanie

Susz

Sposób Nagrzewania

Konwekcja / Kondukcja

Zakres temperatur

40-210 °C

Sposób ładowania

USB typu C

Regulacja temperatury

Ustawienie co do 1 °C

Adapter do bongi

Możliwość dokupienia

Rodzaj

Przenośny

Wyświetlacz

Tak

Komora grzewcza

stal nierdzewna pokryta ceramiką

Sposób zasilania

Elektryczny

Sposób użycia

Mighty+ Medic to zasilany bateryjnie w pełni przenośny waporyzator przeznaczony do waporyzacji medyczną marihuaną. Obsługa urządzenia jest niezwykle prosta i intuicyjna:

1. Waporyzator uruchamiamy poprzez naciśnięcie pomarańczowego przycisku znajdującego się z boku urządzenia.
2. Za pomocą przycisków plus i minus ustawiamy wybraną temperaturę.
3. Mighty+ Medic posiada pełen zakres kontroli temperatury do co do 1°C w przedziale: 40 - 210 °C.
4. Waporyzację najlepiej rozpocząć od niższej temperatury 170 - 180 °C i razej potrzeby stopniowo zwiększać - można to robić w trakcie inhalacji bezpośrednio na urządzeniu.
5. Gdy waporyzator osiągnie wybraną temperaturę, zasygnalizuje dwukrotną wibracją, że jest gotowy do użycia.

6. Urządzenie posiada system automatycznego wyłączenia (Auto-Off), który uruchamia się po 2 minutach nieużywania waporyzatora. Jest to zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Główne cechy urządzenia

- ładowanie kablem USB-C
- funkcja szybkiego doładowania baterii do 80% w 40 min - za pomocą ładowarki USB-C Supercharger (nieдоступna w zestawie, możliwość dokupienia osobno)
- komora grzewcza ze stali nierdzewnej pokrytej ceramiką
- pełen zakres kontroli temperatury w zakresie 40°C - 210°C
- hybrydowy system grzewczy (konwekcyjno-kondukcyjny)
- czas nagrzewania: 60 s
- żywotność baterii: 1.5-2 h
- udoskonalona obudowa
- wstępnie ustawiona temperatura Superbooster

Przeznaczenie

Urządzenie Mighty+ Medic nie jest przeznaczone do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 roku życia. Dorośli mogą korzystać z Mighty+ Medic zgodnie z instrukcją użytkownika lub instrukcjami lekarza.

Ważne uwagi:

Nie należy używać waporyzatora Mighty+ Medic, jeśli użytkownik ma dolegliwości układu oddechowego lub płuc. W zależności od gęstości, para może podrażniać drogi oddechowe lub płuca, co może prowadzić do kaszlu. Chociaż wdychanie odparowanej medycznej marihuany powoduje znacznie mniej podrażnień niż palenie, niedoświadczeni użytkownicy początkowo potrzebują okresu adaptacji, aby znaleźć optymalną temperaturę inhalacji.

Producent:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 5–9
78532 Tuttlingen
Niemcy

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

