

Przenośny ultrasonograf Mindray USG Mindray DP-10



cena: 6 890,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Mindray
Wysyłka	10 dni

Opis produktu

System MINDRAY DP-10 czarno-biały z 1 złączem sondy, monitorem LED o wysokiej rozdzielczości 12,1", 2 portami USB, 1 portem VGA OUT, 1 wyjściem wideo, 1 wyjściem S-Video, oprogramowaniem.

Zestaw nie zawiera sondy. Istnieje możliwość dokupienia wybranej sondy do urządzenia.

Sprawdź ofertę sond Mindray kompatybilnych z prezentowanym urządzeniem ->

Opis urządzenia

DP-10 slim i smart

Dobra jakość obrazu, łatwy w użyciu i lekki, aby można go było zabrać wszędzie. Łączy w sobie modny wygląd, pewność diagnozy i ekonomię.

Tryby wyświetlania i przetwarzanie obrazu:

Szerokopasmowe, obrazowanie wieloczęstotliwościowe: B, B/B, 4B, B/M, M

Przetwarzanie obrazu:

- sondy wieloczęstotliwościowe dla trybów obrazowania 2D
- iClear: obraz z redukcją plamek
- THI (obrazowanie harmoniczne tkanki) tylko z sondą wypukłą 33976
- TSI (obrazowanie specyficzne dla tkanki)
- funkcja zoomu: zoom punktowy, zoom panoramiczny
- ExFOV (rozszerzony pole widzenia)

Rozszerzony widok struktury anatomicznej na wszystkich sondach wypukłych i liniowych pozwala na odkrycie lepszych informacji diagnostycznych

- iTouch (automatyczna optymalizacja obrazu)
- mapa kolorów

Interfejs użytkownika

- alfanumeryczna klawiatura QWERTY z podświetleniem
- trackball: możliwość ustawienia prędkości
- 8-segmentowy TGC

– puste klawisze definiowane przez użytkownika: skrót ułatwiający dostęp do menu

Inteligentny przepływ pracy iStation™

Inteligentny system zarządzania danymi pacjenta

- zintegrowana wyszukiwarka danych pacjenta
- szczegółowy przegląd informacji o pacjencie
- inteligentne tworzenie kopii zapasowych/przywracanie danych
- wysyłanie danych/obrazów pacjenta, usuwanie danych (USB B , DVD, DI COM)

- zarządzanie badaniem: aktywacja badania

Tryb przechowywania/przeglądu:

- archiwizacja obrazów na dysku twardym i mobilnym nośniku pamięci USB, tymczasowy zapis w pamięci Cine, bezpośredni transfer raportu do komputera PC
- 2 porty USB
- wiele formatów obrazów : BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, DCM, CIN
- iVision: odtwarzacz demonstracyjny
- Przeglądanie Cine: automatyczne, ręczne (można ustawić segment automatycznego przeglądania), obsługuje połączony przegląd Cine dla obrazów 2D, M
- Pojemność pamięci Cine (maks. .)
- ustawiana długość klipu: 1-60 s

Tryb B: 11959 klatek Tryb

M: 110,0 s

W zestawie instrukcja oraz instrukcja na CD.

Funkcja iScanHelper

Dedykowana wbudowana funkcja samouczka poprawiająca jakość badania USG.

- szeroki wybór płaszczyzn badania dostosowanych do konkretnych zastosowań
- ilustracje anatomiczne
- standardowe obrazy USG
- obrazy referencyjne skanowania
- wskazówki dotyczące skanowania i diagnozowania

Opcjonalny doppler PW dla sond 33976 (wypukły), 33977 (liniowy)

DP-10 obsługuje doskonale obrazowanie dopplerowskie PW w celu uzyskania dostępu do krwi przepływu w różnych warunkach klinicznych.

Dzięki PW lekarze będą mogli:

- różnicować obszar inny niż echo i naczynia krwionośne
- rozróżniać tętnice i żyły
- ocena prędkości przepływu krwi w celu bardziej kompleksowej diagnozy
- Sprawdzenie stanu zdrowia płodu poprzez ocenę przepływu krwi w pępowinie

Funkcje:

Regulacja parametrów: Wzmocnienie, Rozmiar objętości próbki, Skala, Sterowanie, Zakres dynamiki, Filtr ścienny itp.

Pomiar: Śledzenie, HR, prędkość, PS/ED, PI, RI itp.

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 16 x 29 x wys. 35,4 cm (6,3" x 11,4" x wys. 13,9")

Waga: 5,1 kg

Wyświetlacz: 12,1" LED, wysoka rozdzielczość 1024 x 768

Język wyświetlacza: DP -10: GB, FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL

Zasilanie: AC 100–240 V, 50–60 Hz

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Dostępne rodzaje sond do wybranego modelu MINDRAY DP-10:

[Sprawdź ofertę sond Mindray kompatybilnych z prezentowanym urządzeniem ->](#)

Akcesoria dodatkowe:

TORBA DO TRANSPORTU dla DP-10

WÓZEK UMT-110 do DP-10, DP-20, DP-30

Jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanego modelu lub/i wyposażenia dodatkowego, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi. Nasi konsultanci znajdą dla Państwa poszukiwane urządzenie i przedstawią atrakcyjną ofertę.



Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

