

Rejestrator EKG MedilogAR Office



cena: 10 199,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	Schiller
Wysyłka	14 dni

Opis produktu

MedilogAR Dłuższa rejestracja – krótsza edycja

Rejestrator holterowski medilogAR firmy SCHILLER to solidne, odporne na wstrząsy i zachłapanie urządzenie, które łatwo utrzymać w czystości. Dzięki zastosowaniu dwóch baterii, pacjenci mogą być monitorowani przez ponad 14 dni bez konieczności wizyty u lekarza w celu ich wymiany. Jednym z najważniejszych rozwiązań technicznych zastosowanych w tym rejestratorze jest funkcja natychmiastowego wykrywania migotania/trzepotania przedsionków na podstawie rzeczywistej analizy załamka P

- Elastyczna koncepcja dwóch baterii umożliwia rejestrację przez ponad 14 dni
- Wyjątkowa częstotliwość próbkowania klasy EKG spoczynkowego 32000 Hz na 3 kanałach zapewnia rzeczywistą analizę załamka P, zaawansowane tłumienie artefaktów i wykrywanie ruchu
- Natychmiastowe wykrywanie migotania/trzepotania przedsionków na podstawie rzeczywistej analizy załamka P
- Analiza HRV – Fire of Life
- Dzięki rejestrowaniu oddechu na podstawie EKG, urządzenie medilogAR potrafi monitorować potencjalne epizody oddechowe w czasie snu
- Opcjonalny czujnik SpO2 połączony przez Bluetooth dostarcza dodatkowych informacji na temat czynności układu oddechowego
- Solidne, odporne na wstrząsy i zachłapanie urządzenie, które łatwo utrzymać w czystości
- Analiza wykonywana za pomocą renomowanego oprogramowania medilog DARWIN2

Urządzenie medilog®AR służy do rejestracji 3-kanałowego EKG. Rejestrator umożliwia zapis przez czas dłuższy niż 24 godziny i dlatego pacjent może go nosić przez cały dzień. Przygotowanie do zapisu (umocowanie elektrod itp.) wykonuje technik lub lekarz. Podczas nagrywania urządzenie należy nosić w futerale ochronnym, który można umocować do paska lub do taśmy na szyję.

Rejestrator medilog®AR oferuje następujące funkcje:

- Pomiar odstępów czasu pomiędzy kolejnymi załamkami R
- Rejestrowanie występowania załamków P
- Wykrywanie impulsów stymulatora serca

Urządzenie medilog®AR jest zasilane z dwóch oddzielnych baterii: wymiennej baterii typu AAA i niewymiennego akumulatora wewnętrznego. Wymienna bateria AAA jest podstawowym źródłem zasilania używanym podczas standardowej rejestracji.

Akumulator wewnętrzny służy do zapewnienia zachowania danych, a także pozwala wydłużyć czas rejestracji w razie potrzeby. Dostępny czas trwania rejestracji jest uzależniony od trybu rejestracji, ustawień i stanu baterii.

Oryginalne opakowanie zawiera następujące elementy:

- Rejestrator holterowski medilog®AR
- Zespół kabla micro USB
- Bateria typu AAA o dużej pojemności
- Karta pamięci SD 2 GB
- Gumowy futerał ochronny z klipssem na pasek (do ochrony urządzenia i jego umocowania u pacjenta)
- Instrukcja użycia, kabel pacjenta pięciożyłowy

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zamówienia publiczne oraz zapytania dotyczące produktu, prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna marki: [marcin \(at\) futuremed.co](mailto:marcin@futuremed.co)

Podmiot odpowiedzialny:
SCHILLER Poland Sp.z o.o.
ul. Rolna 157
02-729 Warszawa