

SREBRO KOLOIDALNE AG10 500ML



cena: 54,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-----------|----------------|
| Kategoria | wyrób medyczny |
| Postać | płyn |
| Producent | nel farma |
| Wysyłka | 24 godziny |

Opis produktu

Srebro koloidalne AG10 - płyn do płukania jamy ustnej, przeznaczony jest do stosowania w łagodzeniu przebiegu i wspomagająco w trakcie **bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcji jamy ustnej**.

Przeciwwskazania:

Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na srebro.
Nie stosować u osób z uszkodzoną błoną śluzową jamy ustnej oraz po przeprowadzonych zabiegach medycznych.
Nie stosować wyrobu przez dzieci poniżej 3 roku życia, kobiety w ciąży lub w okresie karmienia piersią.

Skład:

woda dejonizowana, srebro koloidalne.

Stosowanie:

Nakrętkę z podziałką należy uzupełnić płynem do górnej kreski. Następnie dokładnie płukać jamę ustną około 20 sekund, równomiernie rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Po zastosowaniu należy wypluć płyn. Nie połykać, nie przepłukiwać dodatkowo ust. Po płukaniu nie należy jeść lub pić, a także szczotkować zębów przez około 20 minut. Wyrób należy stosować 3 razy dziennie. Płyn do płukania jamy ustnej jest gotowym roztworem do użycia, nie należy go rozcieńczać.
Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie dłużej niż 7 dni

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.